

STERPACK®

“Pouch” con esterilizante para el modo rápido

Modo “Pouch” (bolsa)

El sistema de esterilización de tipo bolsa de 7 minutos es posible gracias a la tecnología de inyección de esterilizante directo patentado por Plasmapp. Tiempo de ciclo de esterilización: 7/9 min.

Referencia	Dimensiones	Peso	Esterilizante	Presentación
Sterpack	135 mm x 280 mm	15 g	H2 O2 (50%)	Caja de 40 pouches

Permite esterilizar instrumental médico mediante la difusión de vapor de peróxido de hidrógeno en la cámara o bolsa. El uso combinado de vapor de peróxido de hidrógeno y plasma de forma segura y rápida permite esterilizar el instrumental médico y los materiales sin dejar residuos tóxicos. Ninguna de las etapas del ciclo de esterilización dañan el instrumental sensible al calor o la humedad.

7 min | **55°C**
ciclo | baja temperatura
ultra rápido | de operación



Sterpack®: Para utilizarse en el esterilizador Sterlink®. Sterpack® NO es un producto sanitario

Sterlink™, Sterload™, Sterpack™ son marcas registradas que NO son propiedad de EUROKLEE., S.L



Importador y Distribuidor para España:

Euroklee, S.L.
Camí de Can Calders 10, 1ro 1ra
08173 Sant Cugat Del Vallès
Barcelona - España
Tel: +34 935 800 281

Fabricado por:

Plasmapp Co., Ltd.
83 Jukdong-ro, Yuseong-gu,
Daejeon 34127
Republic of Korea